



MAXTRAX XCEL ROM Air

マックストラックス エクセル ロム エアー

ウォーキングブレース

足関節のサポート・固定、術後の安静保持

底背屈角度の調整が可能なウォーキングブレース。
空気圧により足部にフィットして足関節をサポート。

POINT.1

エアセルで 足関節を圧迫、サポート

ライナーに内蔵されたエアセルにより足関節を圧迫、サポートします。さらに、エアセル内の空気圧を調整することで、足部に適度にフィットさせることが可能です。



エアポンプ
空気を入れる

エアバルブ
空気を抜く



エアポンプを押し空気圧を調整できます。

POINT.2

ROMヒンジで 角度調整可能

状況に合わせてROMヒンジで角度調整ができます。足関節の底屈、背屈とも角度を45°まで7.5°刻みで調整可能です。

<角度調整>

底屈：0°/7.5°/15°/22.5°/30°/37.5°/45°

背屈：0°/7.5°/15°/22.5°/30°/37.5°/45°



※ROMヒンジを固定して使用する場合は、付属のレンチでヒンジロックをしっかりと締めてください。



底屈での角度調整イメージ

POINT.3

側面にアルミニウム製のステーを配置。脚の形状に合わせて曲げて調整することが可能です。



POINT.4

適度に湾曲した船底形状のソールにより、自然な歩行を可能にします。



POINT.5

フロントオープンタイプのライナーのため着脱しやすく、足部全体を包み込むように覆うので、浮腫や包帯などによるかさばりや足部の状態によりフィット感を調整できます。



POINT.6

室内でもご使用いただけるように専用のカバーを付属しています。



室内専用カバー
装着イメージ

製品基本構成



<付属品>

ストラップ用クッション 2枚、本体用クッション 2枚、室内専用カバー 1枚、レンチ 1本、ヒンジロック (ネジ) 2本、ピン 4本
※必ず靴下などの上から装着してください (靴下の付属はありません)。

品番	種類	適用範囲(靴サイズ)	製品丈の長さ(参考値)
255200	XS	21.5cm-23.0cm	38.0cm
255201	S	23.5cm-25.0cm	39.0cm
255202	M	25.5cm-27.0cm	42.0cm
255203	L	27.5cm-29.0cm	42.0cm
255204	XL	29.5cm-31.5cm	43.0cm

※製品丈の長さはライナー内側の足底部から上端までの長さです (社内計測値)。

別売品

HEEL SUPPORT

ヒールサポート

ウォーキングブレス用インソール



ウォーキングブレス使用時のアキレス腱のサポートに。ウォーキングブレス用のインソールです。5枚1セットのうち、3枚を使用して足関節の角度を調整します。また、使用する枚数を変えることで、10°、16°、22°に調整可能です。

商品名	対象商品
ヒールサポート	マックストラックス エクセル ロム エアー

【種類について】

大きさの異なる5枚のヒールサポートが同封され、5枚1セットでの販売となります。使用するウォーキングブレスのサイズに合わせて3枚のヒールサポートを重ねて使用してください。

品番	種類
258200	右
258210	左

※製品のお取り扱いにつきましては、下記の義肢装具製作所までお問い合わせください。

日本シグマックス株式会社

本社: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
受付時間: 9時~17時 (平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。